



Kapitel 1: Einstellungen / Vorbereitungen


a Video laden




b störende Filter ausschalten




c Haken entfernen




d Manuelle Videoanalyse starten



e Skalierung ist zunächst nicht erforderlich




f 1: Damit es schneller geht: nur jedes 5. Bild betrachten. 2: Zoomen, z.B. 200%



g „Tabelle initialisieren“ anklicken

Kapitel 2: Auswertung

h Messwerte graphisch darstellen



i ggf. Rahmen verschieben, um größeres Diagramm zu erhalten.

